藏,次日倒入機器的引流桶內混合後抽取 1 管試管,若白天沒有換液者,則治療結 束後從引流桶內抽取 1 管試管。

(2)記錄

日	0週	總脫	平均	週	每週期	白天
期	期引	水量	留置	期	注入量	引流
	流量		時間	數		量

- 3. 小便收集方法: 檢體送至 2 樓檢驗室 我們建議收集 24 小時尿液的時間,是從 早上 7 點起,至隔天早上 7 點止,整 24 小時。
- (1)於____月___日,早上7點不論您是否有尿液感,都須上廁所解小便(此次的小便不必留),而後每次所解的小便均須留起來,放在收集桶內。在收集24小時尿液期間,無論何時何地不容許有任何一次遺漏,否則須重留。
- (2)第二天早上7點也要準時上廁所,此次解出的小便要留起來放入收集桶。再將收集的小便依檢驗室尿液收集標準流程帶回醫院。
- 註:1. 回醫院時,請記得帶所收集的透析液空針及尿液,回醫院抽血。
 - 2. 若您仍不清楚如何收集,請於上班

時間來電腹膜透析室詢問。

電話:(04)7238595轉 7881~7883

自我評量(是非題)

- ()1 執行功能測試隔夜透析液要留置
 - 1.5%、且須大於8小時留置時間。
- ()2. 執行功能測試需使用 2.5%2000ml 的透析液。
- ()3. 留取24小時手動透析引流液需抽取 的百分之一是如:引流2000ml,則 需抽20ml的引流液量。

參考資料:

洪思群(2024年11月23日)。腹膜透析處方 與適量透析〔在職教育訓練〕。2024第 二十九梯次護理人員腹膜透析訓練班,台 北市,台灣。

彰化基督教醫院腹膜透析室腹膜透析 Kt V 收集 照護指引(2024年2月20日)編號: CW-5959-08。 彰化基督教醫院腹膜透析室腹膜平衡測驗技術 標準流程指引(2025年5月30日)編號:

CW-5959-08 °

制定日期: 2025 年 9 月

修訂日期:2025年9月(第一版)

編碼:5959-單張-中文-000-01

~彰化基督教醫院 關心您~

題號	1	2	3
解答	0	0	0

腹膜透析

腹膜功能測試及 24 小時 KT/V 執行注意事項



腹膜透析室・護理部製作

諮詢專線:(04)7238595 轉 7881

諮詢專線服務時間

週一至週五8:00~17:30

週 六8:00~12:00

讚美專線:(04)7238595 轉 3920

抱怨專線:(04)7238595轉 3925

腎臟科網址://www.cch.org.tw/nephro



一、前言

選擇腹膜透析的患者是利用本身腹 膜作為過濾器,經由透析液留置時間與濃 度以廓清及渗透原理將毒素及多餘的水 分經由腹膜過濾排除,因此腹膜也需定期 監測它的功能,腹膜透析護理師在你(妳) 透析液留置適當量時會與你(妳)討論執 行時間,以下是為能讓妳(妳)更了解腹膜 功能執行的流程說明;除了了解腹膜的功 能外透析液換液量是否達到高效能,腹膜 透析護理師會請你(妳)留取24小時透析 液及尿液,以下我們為你(妳)分別說明。

二、腹膜功能分標準型、快速型二種首先 說明標準型腹膜功能測試執行方式。

* 腎友平安:

請耐心等候。

- 1. 月 日晚上 入液 1.5%透 析液並留置腹腔 8-12 小時。
- 2000ml 透析液一袋及 %透析液 一袋到 8F 腹膜透析室報到(不可以先 抽血).
- 3. 先使用 2.5%2000ml 透析液一袋,引流 20 分鐘,入液時躺在床上,每30 秒左 右翻身一次,直到透析液灌完,待護

理人員抽完檢體後,將透析液連接在 身上不分離。

- 4. 换液後的第2小時 : 待護理人員 抽完檢體,分離身上透析導管後再至 2F 抽血。
- 5. 抽完血後, 前回到 8F 腹膜 透析室換液第二袋,換液後待護理人 員抽取檢體後即完成此項檢查。

快速型腹膜功能測試執行方式

腎友平安:

此測試需佔用您在院時間約2-3小時,敬 請耐心等候。

- 1. 月 日晚上 : 入液 1.5%透 析液並留置腹腔 8-12 小時。
- 此測試需佔用您在院時間約5-6小時,敬 2. 月 日早上 : 自行在家換 液一袋 2.5%2000ml 透析液(接管引流 20 分鐘後再入液 2.5%透析液)。
 - 3. 約 : 帶一袋 %透析液來 院,先到 2F 抽血,抽完血後再到 8F 腹膜 透析室報到。
 - 4. : 前到8F腹膜透析室換液,換 液後待護理人員抽取檢體後即完成此項 檢查。

三、了解自己的透析劑量及營養是否足

夠,是相當重要的,以下是請您正確的收 集24小時透析液及小便方式。

1. 雙連袋(手動)透析液收集方法:檢體送 至8樓腹膜透析室

- (1)於 月 日早上 點開始換藥 (此次所換下的透析液不必留)
- (2)之後,當日所換下的透析液至隔日 點,均需抽取每包所流出總量的百分之一 (例如:流出 2500cc, 則抽出 25cc; 若流 出 1900cc 則抽 19cc),於空針內,並置 於冰箱冷藏次日帶回腹膜透析室。
- (3)請記錄每袋透析液量,若洗四袋則五 袋不必填寫。

	日期	時間	透析液	總重量(扣除袋 子重量)
			第二袋	
	抽血前		第三袋	
	一日		第四袋	
			第五袋	
•	抽血日		第一袋	

- 2. APD(機洗)透析液收集方法:檢體送至 8樓腹膜透析室
- (1)白天换下的引流液一整袋先放冰箱冷